



Lotion hydroalcoolique, du bidon de 5 litres
au flacon pompe ou flacon spray

Comment transvaser sans gaspillage !

Lotion
hydroalcoolique



Bidon de 5 litres de
solution hydroalcoolique
recommandée par l'OMS
pour l'antiseptie des
mains par friction.

Entonnoirs
plastique



Indispensable pour
transvaser la lotion
hydroalcoolique selon la
taille de votre flacon
ou bouteille.
Proposé en lot de 4.

Bouteilles plastiques
avec embout



Bouteille avec embout.
Très pratique pour remplir
avec précision
vos flacons.

Flacons
pompe ou spray



Flaconnage au design
esthétique
et transparent.
Flacon spray de 30 ml.
Flacon pompe de 50 ml.